

La tradizione di una  
terapia universale.

  
Magnetotherapy



**ASV**  
A S A L A S E R  
V E T E R I N A R Y  
Research and Therapeutic Solutions

# Magnetoterapia ASA per le applicazioni in veterinaria

Il funzionamento delle apparecchiature per Magnetoterapia ASA, basato sui principi scientifici dei campi magnetici pulsati ELF (Extremely Low Frequency, 1–100 Hz), si caratterizza per bassa frequenza e bassa intensità.

- ▶ **Easy Qs Vet** è ideale per il trattamento specifico di zone localizzate grazie agli applicatori Flexa Vet. Easy Qs Vet offre programmi di trattamento preimpostati, lasciando all'operatore la possibilità di personalizzare i parametri di emissione in base al tipo di paziente, alla patologia e alla fase clinica.
- ▶ **PMT Qs Vet** eredita le caratteristiche di Easy Qs Vet e ne amplia le possibilità d'utilizzo: grazie ai suoi canali indipendenti permette l'utilizzo di solenoidi portatili per trattare i pazienti.



Scopri di più su Magnetoterapia Qs Vet:

## Vantaggi

- ▷ Azione anche sui tessuti profondi
- ▷ Ben tollerata
- ▷ Non invasiva
- ▷ Non dolorosa
- ▷ Azione diretta su tutto il corpo
- ▷ Utilizzabile sia da sola che in abbinamento ad altre terapie

▽ **Easy Qs Vet**  
La soluzione portatile



▽ **PMT Qs Vet**  
La soluzione completa e personalizzabile



# Esempi di applicazioni

## ▶ LIVELLO OSTEOARTICOLARE

- ▷ Fratture e ritardi di consolidamento osseo
- ▷ Osteoartrosi
- ▷ Artriti

## ▶ LIVELLO VASCOLARE E DI RIPARAZIONE DEI TESSUTI

- ▷ Ferite e ulcere
- ▷ Edemi

## ▶ LIVELLO NEUROMUSCOLARE

- ▷ Lesioni nervose periferiche
- ▷ Strappi muscolari
- ▷ Contusioni
- ▷ Distorsioni



# Tecnologia BioCote® antimicrobica agli ioni d'argento

**TECNOLOGIA CERTIFICATA PER RIDURRE  
FINO AL 99,99% IL LIVELLO DI BATTERI,  
MUFFE E FUNGHI SULLE SUPERFICI.**



Il tessuto in BioCote® dei copriflexa e dei coprisolenoide:

- ▷ è impermeabile ai fluidi corporei (sangue e urina) ed è facilmente pulibile con comuni detersivi;
- ▷ offre una protezione h24, continua e integrale degli applicatori;
- ▷ conserva le sue caratteristiche antimicrobiche nel tempo, senza usurarsi o disciogliersi;
- ▷ è resistente e confortevole al tatto, offrendo un comodo giaciglio per gli animali durante la terapia;
- ▷ il copriflexa è inoltre dotato di cerniere che consentono di unire 2 applicatori formando un tappeto più grande.





 **ASA srl**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

Via Galileo Galilei, 23 / 36057 Arcugnano (VI) - Italia  
T +39 0444 28 92 00 / F +39 0444 28 90 80

[asavet@asalaser.com](mailto:asavet@asalaser.com)

**RESEARCH DIVISION / BRANCH**

Laboratorio Congiunto presso il Dipartimento di Scienze  
Biomediche Sperimentali e Cliniche Università di Firenze  
Viale G. Pieraccini, 6 / 50139 Firenze - Italia

[asacampus@asalaser.com](mailto:asacampus@asalaser.com)

[asaveterinary.com](http://asaveterinary.com)

**Copyright © ASA srl** - Ogni diritto sul contenuto è riservato ai sensi della legge vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, del materiale originale contenuto in questa pubblicazione sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. Questo contenuto è rivolto al professionista sanitario e non sostituisce la consulenza medica professionale. **01/2025 - IT**

