

Focus on: manipolo e ottiche



Versatilità e trattamenti personalizzati

Grazie all'intercambiabilità brevettata delle ottiche con riconoscimento e adattamento automatico dei protocolli, M-VET mantiene i valori di dosaggio desiderati.

In modalità **Punto a Punto**, a **Scansione**, su **Trigger Point**, su **ampie aree** o precise **finestre intrarticolari**, sia **a contatto** che **fino a 30 cm di distanza**, M-VET è dotato del terminale ottico più adatto alle esigenze del professionista.



▶ a

a

Ottica collimata Ø 2 cm - target area 3 cm²: lente versatile adatta a qualsiasi tipo di applicazione.



▶ b

b

Ottica collimata Ø 5 cm - target area 20 cm²: irradiazione omogenea di grandi volumi di tessuto in breve tempo, sia a contatto che fino a 30 cm di distanza.



▶ c

c

Ottica Ø 4 mm - target area 0,13 cm²: guida di luce conica progettata per trattamenti di laserpuntura rapidi, mirati, non invasivi e indolori.



▶ d

d

Ottica Ø 8 mm - target area 0,5 cm²: guida di luce curva ideale per trattare aree molto localizzate e difficili da raggiungere, come punti della bocca, punti interdigitali o per animali di piccole dimensioni.



Focus on: lente collimata Ø 5 cm

Vantaggi:

- 1 ▶ Ideale per **grandi aree di trattamento** e interi distretti corporei in modalità Punto a Punto o Scansione;
- 2 ▶ **Doppio effetto massaggiante**, in superficie con la lente, in profondità con il raggio laser;
- 3 ▶ **Dosaggio terapeutico costante e garantito fino a 30 cm di distanza;**
- 4 ▶ **Estrema semplicità d'uso** per l'operatore.

Principali ambiti di utilizzo:

- 1 ▶ Animali di **grosse dimensioni**, potenzialmente **aggressivi o pericolosi**;
- 2 ▶ Animali con **ampie aree da trattare** che non sono a proprio agio in situazioni di **forte stress e contenimento**;
- 3 ▶ **Ampie aree** contornate da trattare che implicano **lunghe sessioni** di trattamento.



La **tecnologia brevettata MLS®** permette di mantenere una **focalizzazione del fascio laser a distanza** minimizzando la dispersione di energia, riducendo la durata dei trattamenti anche su **animali o ferite di grandi dimensioni**.

M-VET assicura che il **dosaggio terapeutico (J/cm²)** sia **effettivamente distribuito al paziente in profondità e in totale sicurezza**: da sempre ASAveterinary mira a trattamenti efficaci attraverso un **rialzamento termico controllato** per i tessuti degli animali.

Laserterapia MLS® è l'unica tecnologia laser ad alta potenza che permette trattamenti in modalità **Punto a Punto** senza dover modificare i protocolli predefiniti. Questa modalità è ora possibile anche a distanza, mantenendo un fascio laser uniforme **fino a 30 cm** e, di conseguenza, assicurando il corretto dosaggio energetico sui tessuti target.

La **peculiare forma della lente collimata** permette di **unire i vantaggi del massaggio tissutale all'efficacia della Laserterapia MLS®** in modalità **Scansione**, per una rapida risoluzione di edemi declivi e contratture muscolari.

Grazie a M-VET, il professionista può **ampliare la propria offerta terapeutica** a tutti quei **pazienti insofferenti verso il contatto che mal tollerano le manipolazioni**, mettendo a proprio agio il proprietario e il paziente, assicurando **trattamenti rapidi, a distanza e in sicurezza** per l'operatore stesso.

